

Nur für Forschungszwecke

YEATS2-Specific Polyklonaler Antikörper

Katalog-Nr.: 20059-1-AP



Allgemeine Informationen

Katalog-Nr.:
20059-1-AP

Größe:
150ul, Konzentration: 247 µg/ml
durch die Bradford-Methode mit BSA
als Standard;

Wirt:
Kaninchen

Isotyp:
IgG

GenBank-Zugangsnummer:
NM_018023

GeneID (NCBI):
55689

Vollständiger Name:
YEATS domain containing 2

Berechnete Masse:
151 kDa

Reinigungsmethode:
Antigen-Affinitätsreinigung

Anwendungen

Geprüfte Anwendungen:
ELISA

Getestete Reaktivität:
Human, Maus, Ratte

Hintergrundinformationen

YEATS2, also named as KIAA1197, is a component of the ATAC complex, a complex with histone acetyltransferase activity on histones H3 and H4. This antibody is specific to YEATS2.

Lagerung

Lagerungsbedingungen:
Bei -20°C lagern. Nach dem Versand ein Jahr lang stabil

Lagerungspuffer:
PBS mit 0.02% Natriumazid und 50% Glycerin pH 7.3.

Aliquotieren ist nicht notwendig bei -20°C Lagerung

***** 20ul-Größen enthalten 0.1% BSA**

For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free
in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

