

Nur für Forschungszwecke

# PLCXD1 Polyklonaler Antikörper

Katalog-Nr.: 20161-1-AP



## Allgemeine Informationen

Katalog-Nr.:  
20161-1-AP

Größe:  
150ul

Wirt:  
Kaninchen

Isotyp:  
IgG

Immunogen Katalognummer:  
AG14086

GenBank-Zugangsnummer:  
BC005028

GeneID (NCBI):  
55344

Vollständiger Name:  
phosphatidylinositol-specific  
phospholipase C, X domain  
containing 1

Berechnete Masse:  
323 aa, 37 kDa

Reinigungsmethode:  
Antigen-Affinitätsreinigung

## Anwendungen

Geprüfte Anwendungen:  
ELISA

Getestete Reaktivität:  
Human

## Hintergrundinformationen

### Lagerung

Lagerungsbedingungen:

Bei -20°C lagern. Nach dem Versand ein Jahr lang stabil

Lagerungspuffer:

PBS mit 0.02% Natriumazid und 50% Glycerin pH 7.3.

Aliquotieren ist nicht notwendig bei -20°C Lagerung

\*\*\* 20ul-Größen enthalten 0.1% BSA

For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free  
in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: [proteintech@ptglab.com](mailto:proteintech@ptglab.com)  
W: [ptglab.com](http://ptglab.com)

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

