

Nur für Forschungszwecke

MRT04 Polyklonaler Antikörper

Katalog-Nr.: 20194-1-AP

Vorgestelltes Produkt



Allgemeine Informationen

Katalog-Nr.:

20194-1-AP

Größe:

150ul, Konzentration: 500 µg/ml von Nanodrop und 327 µg/ml durch die Bradford-Methode mit BSA als Standard;

Wirt:

Kaninchen

Isotyp:

IgG

Immunogen Katalognummer:

AG14122

GenBank-Zugangsnummer:

BC003013

GeneID (NCBI):

51154

Vollständiger Name:

mRNA turnover 4 homolog (S. cerevisiae)

Berechnete Masse:

239 aa, 28 kDa

Beobachtete Masse:

28-30 kDa

Reinigungsmethode:

Antigen-Affinitätsreinigung

Empfohlene Verdünnungen:

WB 1:500-1:2400

Anwendungen

Geprüfte Anwendungen:

WB, ELISA

Getestete Reaktivität:

Human, Maus, Ratte

Positivkontrollen:

WB : humanes Skelettmuskelgewebe, HEK-293-Zellen, Mausherzgewebe, Maushirngewebe

Hintergrundinformationen

Lagerung

Lagerungsbedingungen:

Bei -20°C lagern. Nach dem Versand ein Jahr lang stabil

Lagerungspuffer:

PBS mit 0.02% Natriumazid und 50% Glycerin pH 7.3.

Aliquotieren ist nicht notwendig bei -20°C Lagerung

*** 20ul-Größen enthalten 0.1% BSA

For technical support and original validation data for this product please contact:


T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com


W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

Ausgewählte Validierungsdaten



WB result of MRTO4 antibody (20194-1-AP; 1:1000; incubated at room temperature for 1.5 hours) with sh-Control and sh-MRTO4 transfected HEK-293 cells.



human skeletal muscle tissue were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 20194-1-AP (MRTO4 antibody) at dilution of 1:500 incubated at room temperature for 1.5 hours.