

Nur für Forschungszwecke

NPAS4-Specific Polyklonaler Antikörper

Katalog-Nr.: 20208-1-AP



Allgemeine Informationen

Katalog-Nr.:
20208-1-AP

Größe:
150ul, Konzentration: 133 µg/ml
durch die Bradford-Methode mit BSA
als Standard;

Wirt:
Kaninchen

Isotyp:
IgG

GenBank-Zugangsnummer:
NM_178864

GeneID (NCBI):
266743

Vollständiger Name:
neuronal PAS domain protein 4

Berechnete Masse:
87 kDa

Reinigungsmethode:
Antigen-Affinitätsreinigung

Anwendungen

Geprüfte Anwendungen:
ELISA

Getestete Reaktivität:
Human, Maus, Ratte

Hintergrundinformationen

NPAS4, also named as NXF, acts as a transcriptional activator in the presence of ARNT. NPAS4 can activate the CME (CNS midline enhancer) element and the expression of the drebrin gene. [PMID:16956324] This antibody is specific to NPAS4.

Lagerung

Lagerungsbedingungen:

Bei -20°C lagern. Nach dem Versand ein Jahr lang stabil

Lagerungspuffer:

PBS mit 0.02% Natriumazid und 50% Glycerin pH 7.3.

Aliquotieren ist nicht notwendig bei -20°C Lagerung

*** 20ul-Größen enthalten 0.1% BSA

For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free
in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

