

Nur für Forschungszwecke

SERINC2-Specific Polyklonaler Antikörper



Katalog-Nr.: 20266-1-AP

1 Publikationen

Allgemeine Informationen

Katalog-Nr.:
20266-1-AP

Größe:

150ul, Konzentration: 133 µg/ml von Nanodrop und 133 µg/ml durch die Bradford-Methode mit BSA als Standard;

Wirt:

Kaninchen

Isotyp:

IgG

GenBank-Zugangsnummer:

NM_178865

GeneID (NCBI):

347735

Vollständiger Name:

serine incorporator 2

Berechnete Masse:

51 kDa

Beobachtete Masse:

65 kDa

Reinigungsmethode:

Antigen-Affinitätsreinigung

Empfohlene Verdünnungen:

WB 1:500-1:1000

Anwendungen

Geprüfte Anwendungen:

WB, ELISA

In Publikationen genannte Anwendungen:

WB

Getestete Reaktivität:

Human, Maus, Ratte

Zitierte Arten:

Human

Positivkontrollen:

WB : HepG2-Zellen, HeLa-Zellen, MCF-7-Zellen

Hintergrundinformationen

SERINC2, also named as TDE2L, belongs to the TDE1 family. SERINC2 contains 11 transmembrane domains, similar to amino acid transporters. The antibody is specific to SERINC2.

Bemerkenswerte Veröffentlichungen

Verfasser	Pubmed ID	Journal	Anwendung
Tianxing Ying	36612238	Cancers (Basel)	WB

Lagerung

Lagerungsbedingungen:

Bei -20°C lagern. Nach dem Versand ein Jahr lang stabil

Lagerungspuffer:

PBS mit 0.02% Natriumazid und 50% Glycerin pH 7.3.

Aliquotieren ist nicht notwendig bei -20°C Lagerung

*** 20ul-Größen enthalten 0.1% BSA


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

Ausgewählte Validierungsdaten



HepG2 cells were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 20266-1-AP (SERINC2-Specific antibody) at dilution of 1:100 incubated at room temperature for 1.5 hours.