

Nur für Forschungszwecke

Fibulin-1 Polyklonaler Antikörper

Katalog-Nr.: 20425-1-AP

1 Publikationen



Allgemeine Informationen

Katalog-Nr.:

20425-1-AP

Größe:

150ul, Konzentration: 260 µg/ml von Nanodrop und 240 µg/ml durch die Bradford-Methode mit BSA als Standard;

Wirt:

Kaninchen

Isotyp:

IgG

Immunogen Katalognummer:

AG14249

GenBank-Zugangsnummer:

BC022497

GeneID (NCBI):

2192

Vollständiger Name:

fibulin 1

Berechnete Masse:

703 aa, 77 kDa

Beobachtete Masse:

100 kDa

Reinigungsmethode:

Antigen-Affinitätsreinigung

Empfohlene Verdünnungen:

WB 1:500-1:2000

IP 0.5-4.0 µg für IP und 1:500-1:1000 für WB

IF 1:50-1:500

Anwendungen

Geprüfte Anwendungen:

IF, IP, WB, ELISA

In Publikationen genannte Anwendungen:

WB

Getestete Reaktivität:

Human, Maus, Ratte

Zitierte Arten:

Human

Positivkontrollen:

WB : humanes Plazenta-Gewebe,

IP : humanes Plazenta-Gewebe,

IF : HeLa-Zellen,

Hintergrundinformationen

Bemerkenswerte Veröffentlichungen

Verfasser	Pubmed ID	Journal	Anwendung
Yueyan Li	32969194	Proteomics Clin Appl	WB

Lagerung

Lagerungsbedingungen:

Bei -20°C lagern. Nach dem Versand ein Jahr lang stabil

Lagerungspuffer:

PBS mit 0.02% Natriumazid und 50% Glycerin pH 7.3.

Aliquotieren ist nicht notwendig bei -20°C Lagerung

*** 20ul-Größen enthalten 0.1% BSA

For technical support and original validation data for this product please contact:


T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com


W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.


Ausgewählte Validierungsdaten



human placenta tissue were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 20425-1-AP (Fibulin-1 antibody at dilution of 1:1000 incubated at room temperature for 1.5 hours.



IP result of anti-Fibulin-1 (IP:20425-1-AP, 4ug; Detection:20425-1-AP 1:700) with human placenta tissue lysate 2600 ug.



Immunofluorescent analysis of (-20°C Ethanol) fixed HeLa cells using 20425-1-AP (Fibulin-1 antibody) at dilution of 1:50 and Alexa Fluor 488-conjugated AffiniPure Goat Anti-Rabbit IgG(H+L).