

## Allgemeine Informationen

**Katalog-Nr.:**

21204-1-AP

**Größe:**

150ul, Konzentration: 300 µg/ml von Nanodrop und 193 µg/ml durch die Bradford-Methode mit BSA als Standard;

**Wirt:**

Kaninchen

**Isotyp:**

IgG

**Immunogen Katalognummer:**

AG15569

**GenBank-Zugangsnummer:**

BC150172

**GeneID (NCBI):**

56102

**Vollständiger Name:**

protocadherin gamma subfamily B, 3

**Berechnete Masse:**

929 aa, 101 kDa

**Beobachtete Masse:**

89 kDa

**Reinigungsmethode:**

Antigen-Affinitätsreinigung

**Empfohlene Verdünnungen:**

WB 1:500-1:1000

IF 1:10-1:100

## Anwendungen

**Geprüfte Anwendungen:**

IF, WB, ELISA

**Getestete Reaktivität:**

Human, Maus

**Positivkontrollen:**

WB : humanes Hirngewebe, Neuro-2a-Zellen

IF : HeLa-Zellen,

## Hintergrundinformationen

### Lagerung

**Lagerungsbedingungen:**

Bei -20°C lagern. Nach dem Versand ein Jahr lang stabil

**Lagerungspuffer:**

PBS mit 0.02% Natriumazid und 50% Glycerin pH 7.3.

Aliquotieren ist nicht notwendig bei -20°C Lagerung

\*\*\* 20ul-Größen enthalten 0.1% BSA

For technical support and original validation data for this product please contact:


T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: [proteintech@ptglab.com](mailto:proteintech@ptglab.com)


W: [ptglab.com](http://ptglab.com)

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

## Ausgewählte Validierungsdaten



human brain tissue were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 21204-1-AP (PCDHGB3 antibody) at dilution of 1:400 incubated at room temperature for 1.5 hours.



Immunofluorescent analysis of HeLa cells, using PCDHGB3 antibody 21204-1-AP at 1:25 dilution and Rhodamine-labeled goat anti-rabbit IgG (red).