

Nur für Forschungszwecke

TMED3 Polyklonaler Antikörper

Katalog-Nr.: 21902-1-AP

Vorgestelltes Produkt

5 Publikationen



Allgemeine Informationen

Katalog-Nr.:

21902-1-AP

Größe:

150ul, Konzentration: 800 µg/ml von Nanodrop und 400 µg/ml durch die Bradford-Methode mit BSA als Standard;

Wirt:

Kaninchen

Isotyp:

IgG

Immunogen Katalognummer:

AG14032

GenBank-Zugangsnummer:

BC000027

GeneID (NCBI):

23423

Vollständiger Name:

transmembrane emp24 protein transport domain containing 3

Berechnete Masse:

217 aa, 25 kDa

Beobachtete Masse:

21-25 kDa

Reinigungsmethode:

Antigen-Affinitätsreinigung

Empfohlene Verdünnungen:

WB 1:500-1:2000

Anwendungen

Geprüfte Anwendungen:

WB, ELISA

In Publikationen genannte Anwendungen:

WB

Getestete Reaktivität:

Human, Maus, Ratte

Zitierte Arten:

Human

Positivkontrollen:

WB: HeLa-Zellen, HepG2-Zellen, HT-1080-Zellen, Maus-Dünndarmgewebe, Mäushautgewebe, MCF-7-Zellen

Hintergrundinformationen

Bemerkenswerte Veröffentlichungen

Verfasser	Pubmed ID	Journal	Anwendung
Chengfeng Merriman	31591269	J Biol Chem	WB
Danjie Zhang	34758370	Toxicol Appl Pharmacol	WB
Xiumei Zhang	32606792	Onco Targets Ther	WB

Lagerung

Lagerungsbedingungen:

Bei -20°C lagern. Nach dem Versand ein Jahr lang stabil

Lagerungspuffer:

PBS mit 0.02% Natriumazid und 50% Glycerin pH 7.3.

Aliquotieren ist nicht notwendig bei -20°C Lagerung

*** 20ul-Größen enthalten 0.1% BSA


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

Ausgewählte Validierungsdaten



Various lysates were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 21902-1-AP (TMED3 antibody) at dilution of 1:1000 incubated at room temperature for 1.5 hours.