

## Allgemeine Informationen

**Katalog-Nr.:**

22081-1-AP

**Größe:**

150ul , Konzentration: 350 µg/ml von Nanodrop und 260 µg/ml durch die Bradford-Methode mit BSA als Standard;

**Wirt:**

Kaninchen

**Isotyp:**

IgG

**Immunogen Katalognummer:**

AG17247

**GenBank-Zugangsnummer:**

BC103887

**GeneID (NCBI):**

653404

**Vollständiger Name:**

forkhead box D4-like 6

**Berechnete Masse:**

417 aa, 46 kDa

**Beobachtete Masse:**

46 kDa

**Reinigungsmethode:**

Antigen-Affinitätsreinigung

**Empfohlene Verdünnungen:**

WB 1:500-1:2000

## Anwendungen

**Geprüfte Anwendungen:**

WB, ELISA

**Getestete Reaktivität:**

Human

**Positivkontrollen:**

WB : A431-Zellen, HepG2-Zellen, Jurkat-Zellen

## Hintergrundinformationen

Forkhead box protein D4-like 6 (FOXD4L6) also named as FOXD4 like 6 is a 417 amino acid protein, which contains one fork head DNA-binding domain. FOXD4L6 localizes in the nucleus. The molecular weight of FOXD4L6 is 46kDa, but our experiment always detected a 60-70kDa protein by western blot.

## Lagerung

**Lagerungsbedingungen:**

Bei -20°C lagern. Nach dem Versand ein Jahr lang stabil

**Lagerungspuffer:**

PBS mit 0.02% Natriumazid und 50% Glycerin pH 7.3.

Aliquotieren ist nicht notwendig bei -20°C Lagerung

**\*\*\* 20ul-Größen enthalten 0.1% BSA**


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: [proteintech@ptglab.com](mailto:proteintech@ptglab.com)  
W: [ptglab.com](http://ptglab.com)

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

## Ausgewählte Validierungsdaten



A431 cells were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 22081-1-AP (FOXDL6 antibody) at dilution of 1:1000 incubated at room temperature for 1.5 hours.