

Allgemeine Informationen

Katalog-Nr.:
22218-1-AP

Größe:

150ul, Konzentration: 1000 µg/ml von 64145

Nanodrop und 547 µg/ml durch die
Bradford-Methode mit BSA als
Standard;

Wirt:

Kaninchen

Isotyp:

IgG

Immunogen Katalognummer:

AG17554

GenBank-Zugangsnummer:

BC106940

GeneID (NCBI):

von 64145

Vollständiger Name:

zinc finger, FYVE domain containing
20

Berechnete Masse:

784 aa, 89 kDa

Beobachtete Masse:

110 kDa

Reinigungsmethode:

Antigen-Affinitätsreinigung

Empfohlene Verdünnungen:

WB 1:500-1:2000

IHC 1:20-1:200

Anwendungen

Geprüfte Anwendungen:

IHC, WB, ELISA

In Publikationen genannte Anwendungen:

IF, IHC, IP, WB

Getestete Reaktivität:

Human, Maus

Zitierte Arten:

Human, Maus

**Hinweis-IHC: Antigendemaskierung mit TE-
Puffer pH 9,0 empfohlen. (*) Wahlweise
kann die Antigendemaskierung auch mit
Citratpuffer pH 6,0 erfolgen.**

Positivkontrollen:

WB : K-562-Zellen, A549-Zellen, Mausherzgewebe,
Maushirngewebe, Maushodengewebe,
Mausnierengewebe, Maus-Skelettmuskelgewebe

IHC : humanes Hodengewebe, humanes Herzgewebe

Hintergrundinformationen

Bemerkenswerte Veröffentlichungen

Verfasser	Pubmed ID	Journal	Anwendung
Zsófia Simon-Vecsei	33781757	J Mol Biol	WB, IHC
Masato Mashimo	35887176	Int J Mol Sci	WB, IF, IP
Ye Chen	34994492	EMBO Rep	IF

Lagerung

Lagerungsbedingungen:

Bei -20°C lagern. Nach dem Versand ein Jahr lang stabil

Lagerungspuffer:

PBS mit 0.02% Natriumazid und 50% Glycerin pH 7.3.

Aliquotieren ist nicht notwendig bei -20°C Lagerung

*** 20ul-Größen enthalten 0.1% BSA


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free
in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)


E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech
Group brand and is not available to purchase from any
other manufacturer.


Ausgewählte Validierungsdaten



K-562 cells were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 22218-1-AP (Rabenosyn 5 antibody) at dilution of 1:1000 incubated at room temperature for 1.5 hours.



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human testis using 22218-1-AP (Rabenosyn 5 antibody) at dilution of 1:50 (under 40x lens).



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human testis using 22218-1-AP (Rabenosyn 5 antibody) at dilution of 1:50 (under 10x lens).