

Nur für Forschungszwecke

HERC5 Polyklonaler Antikörper

Katalog-Nr.: 22692-1-AP

2 Publikationen



Allgemeine Informationen

Katalog-Nr.:

22692-1-AP

Größe:

150ul, Konzentration: 350 µg/ml von Nanodrop und 207 µg/ml durch die Bradford-Methode mit BSA als Standard;

Wirt:

Kaninchen

Isotyp:

IgG

Immunogen Katalognummer:

AG18449

GenBank-Zugangsnummer:

BC140716

GeneID (NCBI):

51191

Vollständiger Name:

hect domain and RLD 5

Berechnete Masse:

1024 aa, 117 kDa

Beobachtete Masse:

117 kDa

Reinigungsmethode:

Antigen-affinitätsgereinigt

Empfohlene Verdünnungen:

IP 0.5-4.0 µg für IP und 1:200-1:1000 für WB

Anwendungen

Geprüfte Anwendungen:

IHC, IP, ELISA

In Publikationen genannte Anwendungen:

WB

Getestete Reaktivität:

Human, Maus

Zitierte Arten:

Human

Positivkontrollen:

IP: HEK-293-Zellen,

Hintergrundinformationen

Bemerkenswerte Veröffentlichungen

Verfasser	Pubmed ID	Journal	Anwendung
Mei-Juan Zhou	28035359	Int J Mol Med	WB
Edmund Osei Kuffour	31455647	MBio	WB

Lagerung

Lagerungsbedingungen:

Bei -20°C lagern. Nach dem Versand ein Jahr lang stabil

Lagerungspuffer:

PBS mit 0.02% Natriumazid und 50% Glycerin pH 7.3.

Aliquotieren ist nicht notwendig bei -20°C Lagerung

*** 20ul-Größen enthalten 0.1% BSA


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)


E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.


Ausgewählte Validierungsdaten



IP Result of anti-HERC5 (IP:22692-1-AP, 4ug; Detection:22692-1-AP 1:300) with HEK-293 cells lysate 2800ug.



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded mouse testis tissue slide using 22692-1-AP (HERC5 antibody) at dilution of 1:200 (under 10x lens). Heat mediated antigen retrieval with Tris-EDTA buffer (pH 9.0).



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded mouse testis tissue slide using 22692-1-AP (HERC5 antibody) at dilution of 1:200 (under 40x lens). Heat mediated antigen retrieval with Tris-EDTA buffer (pH 9.0).