

Allgemeine Informationen

Katalog-Nr.:
23337-1-AP

Größe:
150ul, Konzentration: 900 µg/ml von
Nanodrop und 467 µg/ml durch die
Bradford-Methode mit BSA als
Standard;

Wirt:
Kaninchen

Isotyp:
IgG

Immunogen Katalognummer:
AG18428

GenBank-Zugangsnummer:
BC125269

GeneID (NCBI):
348180

Vollständiger Name:
chromosome 16 open reading frame
84

Berechnete Masse:
515 aa, 56 kDa

Beobachtete Masse:
65-68 kDa

Reinigungsmethode:

Antigen-Affinitätsreinigung

Empfohlene Verdünnungen:

WB 1:500-1:1000
IP 0.5-4.0 µg für IP und 1:500-1:1000
für WB
IHC 1:20-1:200
IF 1:20-1:200

Anwendungen

Geprüfte Anwendungen:

IF, IHC, IP, WB, ELISA

Getestete Reaktivität:

Human, Maus

**Hinweis-IHC: Antigendemaskierung mit TE-
Puffer pH 9,0 empfohlen. (*) Wahlweise
kann die Antigendemaskierung auch mit
Citratpuffer pH 6,0 erfolgen.**

Positivkontrollen:

WB: HepG2-Zellen, Mauslebergewebe,
Mausmilzgewebe, Raji-Zellen

IP: HepG2-Zellen,

IHC: humanes Hodengewebe, humanes Nierengewebe

IF: HEK-293-Zellen,

Hintergrundinformationen

Cytoplasmic tRNA 2-thiolation protein 2 (CUT2), also named as C16orf84 or NCS2, is a 515 amino acid protein, which belongs to the CUT2 family. C16orf84 localizes in the cytoplasm and plays a central role in 2-thiolation of mcm5S2U at tRNA wobble positions of tRNA(Lys), tRNA(Glu) and tRNA(Gln). C16orf84 may act by forming a heterodimer with CTU1/ATPBD3 that ligates sulfur from thio-carboxylated URM1 onto the uridine of tRNAs at wobble position.

Lagerung

Lagerungsbedingungen:

Bei -20°C lagern. Nach dem Versand ein Jahr lang stabil

Lagerungspuffer:

PBS mit 0.02% Natriumazid und 50% Glycerin pH 7.3.

Aliquotieren ist nicht notwendig bei -20°C Lagerung

*** 20ul-Größen enthalten 0.1% BSA


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free
in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)


E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.


Ausgewählte Validierungsdaten




HepG2 cells were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 23337-1-AP (C16orf84 Antibody) at dilution of 1:600 incubated at room temperature for 1.5 hours.




IP Result of anti-C16orf84 (IP:23337-1-AP, 4ug; Detection:23337-1-AP 1:500) with HepG2 cells lysate 3600ug.



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human kidney tissue slide using 23337-1-AP (C16orf84 Antibody) at dilution of 1:50 (under 40x lens).



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human testis tissue slide using 23337-1-AP (C16orf84 Antibody) at dilution of 1:50 (under 40x lens).



Immunofluorescent analysis of HEK-293 cells using 23337-1-AP (C16orf84 antibody) at dilution of 1:50 and Alexa Fluor 488-conjugated AffiniPure Goat Anti-Rabbit IgG(H+L).