

Nur für Forschungszwecke

RPAP3 Polyklonaler Antikörper

Katalog-Nr.: 23741-1-AP

2 Publikationen



Allgemeine Informationen

Katalog-Nr.:

23741-1-AP

Größe:

150ul, Konzentration: 400 µg/ml von Nanodrop und 253 µg/ml durch die Bradford-Methode mit BSA als Standard;

Wirt:

Kaninchen

Isotyp:

IgG

Immunogen Katalognummer:

AG20661

GenBank-Zugangsnummer:

BC056415

GeneID (NCBI):

79657

Vollständiger Name:

RNA polymerase II associated protein 3

Berechnete Masse:

76 kDa

Beobachtete Masse:

76 kDa

Reinigungsmethode:

Antigen-affinitätsgereinigt

Empfohlene Verdünnungen:

WB 1:500-1:2000

IP 0.5-4.0 µg für IP und 1:500-1:1000 für WB

IF 1:50-1:500

Anwendungen

Geprüfte Anwendungen:

IF, IP, WB, ELISA

In Publikationen genannte Anwendungen:

WB

Getestete Reaktivität:

Human

Zitierte Arten:

Human

Positivkontrollen:

WB : HEK-293-Zellen, HeLa-Zellen, Jurkat-Zellen

IP : HEK-293-Zellen,

IF : HeLa-Zellen,

Hintergrundinformationen

Bemerkenswerte Veröffentlichungen

Verfasser	Pubmed ID	Journal	Anwendung
Paul Yenerall	31883965	Cell Chem Biol	WB
Akihiko Nakamura	33894417	Biochem Biophys Res Commun	WB

Lagerung

Lagerungsbedingungen:

Bei -20°C lagern. Nach dem Versand ein Jahr lang stabil

Lagerungspuffer:

PBS mit 0.02% Natriumazid und 50% Glycerin pH 7.3.

Aliquotieren ist nicht notwendig bei -20°C Lagerung

*** 20ul-Größen enthalten 0.1% BSA


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)


E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.


Ausgewählte Validierungsdaten



HEK-293 cells were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 23741-1-AP (RPAP3 antibody) at dilution of 1:1000 incubated at room temperature for 1.5 hours.



IP Result of anti-RPAP3 (IP:23741-1-AP, 4ug; Detection:23741-1-AP 1:500) with HEK-293 cells lysate 2800ug.



Immunofluorescent analysis of HeLa cells using 23741-1-AP (RPAP3 antibody) at dilution of 1:50 and Alexa Fluor 488-conjugated AffiniPure Goat Anti-Rabbit IgG(H+L).