

Nur für Forschungszwecke

MCUR1 Polyklonaler Antikörper

Katalog-Nr.: 24948-1-AP

1 Publikationen



Allgemeine Informationen

Katalog-Nr.:

24948-1-AP

Größe:

150ul, Konzentration: 167 µg/ml
durch die Bradford-Methode mit BSA
als Standard;

Wirt:

Kaninchen

Isotyp:

IgG

Immunogen Katalognummer:

AG20040

GenBank-Zugangsnummer:

BC016850

GeneID (NCBI):

63933

Vollständiger Name:

coiled-coil domain containing 90A

Berechnete Masse:

359 aa, 40 kDa

Beobachtete Masse:

40-50 kDa

Reinigungsmethode:

Antigen-Affinitätsreinigung

Empfohlene Verdünnungen:

WB 1:2000-1:12000

IP 0.5-4.0 µg für IP und 1:200-1:1000
für WB

Anwendungen

Geprüfte Anwendungen:

IP, WB, ELISA

In Publikationen genannte Anwendungen:

WB

Getestete Reaktivität:

Human, Maus

Zitierte Arten:

Human

Positivkontrollen:

WB : HEK-293-Zellen, Maushirngewebe

IP : HEK-293-Zellen,

Hintergrundinformationen

Bemerkenswerte Veröffentlichungen

Verfasser

Venkateswaran Natarajan

Pubmed ID

33041854

Journal

Front Physiol

Anwendung

WB

Lagerung

Lagerungsbedingungen:

Bei -20°C lagern. Nach dem Versand ein Jahr lang stabil

Lagerungspuffer:

PBS mit 0.02% Natriumazid und 50% Glycerin pH 7.3.

Aliquotieren ist nicht notwendig bei -20°C Lagerung

*** 20ul-Größen enthalten 0.1% BSA


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free
in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)


E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech
Group brand and is not available to purchase from any
other manufacturer.


Ausgewählte Validierungsdaten



HEK-293 cells were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 24948-1-AP (MCUR1 antibody) at dilution of 1:6000 incubated at room temperature for 1.5 hours.



mouse brain tissue were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 24948-1-AP (MCUR1 antibody at dilution of 1:1000 incubated at 4 degree celsius over night.



IP Result of anti-MCUR1 (IP:24948-1-AP, 3ug; Detection:24948-1-AP 1:300) with HEK-293 cells lysate 920ug.