

Allgemeine Informationen

Katalog-Nr.:
25122-1-AP

Größe:
150ul, Konzentration: 900 µg/ml von
Nanodrop und 460 µg/ml durch die
Bradford-Methode mit BSA als
Standard;

Wirt:
Kaninchen

Isotyp:
IgG

Immunogen Katalognummer:
AG19142

GenBank-Zugangsnummer:
BC121139

GeneID (NCBI):
337867

Vollständiger Name:
UBA domain containing 2

Berechnete Masse:
344 aa, 39 kDa

Beobachtete Masse:
35 kDa

Reinigungsmethode:
Antigen-Affinitätsreinigung

Empfohlene Verdünnungen:
WB 1:500-1:1000
IHC 1:50-1:500
IF 1:20-1:200

Anwendungen

Geprüfte Anwendungen:
IF, IHC, WB, ELISA

In Publikationen genannte Anwendungen:
IF, IHC, RIP, WB

Getestete Reaktivität:
Human, Maus

Zitierte Arten:
Human

**Hinweis-IHC: Antigendemaskierung mit TE-
Puffer pH 9,0 empfohlen. (*) Wahlweise
kann die Antigendemaskierung auch mit
Citratpuffer pH 6,0 erfolgen.**

Positivkontrollen:

WB : MCF-7-Zellen, HEK-293-Zellen,
Mausnierengewebe

IHC : humanes Kolonkarzinomgewebe, humanes
Hodengewebe

IF : HEK-293-Zellen,

Hintergrundinformationen

Bemerkenswerte Veröffentlichungen

Verfasser	Pubmed ID	Journal	Anwendung
Chaohui Gu	32913183	Cell Death Dis	WB, IHC, IF, RIP
Charles P Hinzman	35656858	J Extracell Vesicles	WB
Linhan Wang	35961308	Mol Cell	WB

Lagerung

Lagerungsbedingungen:

Bei -20°C lagern. Nach dem Versand ein Jahr lang stabil

Lagerungspuffer:

PBS mit 0.02% Natriumazid und 50% Glycerin pH 7.3.

Aliquotieren ist nicht notwendig bei -20°C Lagerung

*** 20ul-Größen enthalten 0.1% BSA


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free
in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)


E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech
Group brand and is not available to purchase from any
other manufacturer.


Ausgewählte Validierungsdaten




Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human colon cancer tissue slide using 25122-1-AP (UBAC2 antibody) at dilution of 1:200 (under 10x lens).



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human colon cancer tissue slide using 25122-1-AP (UBAC2 antibody) at dilution of 1:200 (under 40x lens).



MCF-7 cells were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 25122-1-AP (UBAC2 Antibody) at dilution of 1:600 incubated at room temperature for 1.5 hours.



Immunofluorescent analysis of HEK-293 cells using 25122-1-AP (UBAC2 antibody) at dilution of 1:50 and Alexa Fluor 488-conjugated AffiniPure Goat Anti-Rabbit IgG(H+L).