

Allgemeine Informationen

Katalog-Nr.:

25371-1-AP

Größe:

150ul, Konzentration: 900 µg/ml von Nanodrop und 440 µg/ml durch die Bradford-Methode mit BSA als Standard;

Wirt:

Kaninchen

Isotyp:

IgG

Immunogen Katalognummer:

AG21991

GenBank-Zugangsnummer:

BC035663

GeneID (NCBI):

161253

Vollständiger Name:

RAS (RAD and GEM)-like GTP binding 2

Berechnete Masse:

340 aa, 37 kDa

Beobachtete Masse:

37 kDa

Reinigungsmethode:

Antigen-Affinitätsreinigung

Empfohlene Verdünnungen:

WB 1:500-1:2000

Anwendungen

Geprüfte Anwendungen:

WB, ELISA

Getestete Reaktivität:

Human

Positivkontrollen:

WB : fetales humanes Hirngewebe,

Hintergrundinformationen

Lagerung

Lagerungsbedingungen:

Bei -20°C lagern. Nach dem Versand ein Jahr lang stabil


Lagerungspuffer:

PBS mit 0.02% Natriumazid und 50% Glycerin pH 7.3.

Aliquotieren ist nicht notwendig bei -20°C Lagerung

*** 20ul-Größen enthalten 0.1% BSA

Ausgewählte Validierungsdaten



fetal human brain tissue were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 25371-1-AP (REM2 Antibody) at dilution of 1:1000 incubated at room temperature for 1.5 hours.