

Nur für Forschungszwecke

ZNF740 Polyklonaler Antikörper

Katalog-Nr.: 25411-1-AP



Allgemeine Informationen

Katalog-Nr.:

25411-1-AP

Größe:

150ul, Konzentration: 450 µg/ml von Nanodrop und 267 µg/ml durch die Bradford-Methode mit BSA als Standard;

Wirt:

Kaninchen

Isotyp:

IgG

Immunogen Katalognummer:

AG22295

GenBank-Zugangsnummer:

BC053557

GeneID (NCBI):

283337

Vollständiger Name:

zinc finger protein 740

Berechnete Masse:

193 aa, 22 kDa

Beobachtete Masse:

22-30 kDa

Reinigungsmethode:

Antigen-Affinitätsreinigung

Empfohlene Verdünnungen:

WB 1:500-1:1000

IP 0.5-4.0 µg für IP und 1:500-1:1000 für WB

Anwendungen

Geprüfte Anwendungen:

IP, WB, ELISA

Getestete Reaktivität:

Human, Maus

Positivkontrollen:

WB : Maushirngewebe, Maushodengewebe, Mauslebergewebe, PC-3-Zellen

IP : Maushirngewebe,

Hintergrundinformationen

Lagerung

Lagerungsbedingungen:

Bei -20°C lagern. Nach dem Versand ein Jahr lang stabil

Lagerungspuffer:

PBS mit 0.02% Natriumazid und 50% Glycerin pH 7.3.

Aliquotieren ist nicht notwendig bei -20°C Lagerung

*** 20ul-Größen enthalten 0.1% BSA

For technical support and original validation data for this product please contact:


T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com


W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

Ausgewählte Validierungsdaten



mouse brain tissue were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 25411-1-AP (ZNF740 Antibody) at dilution of 1:600 incubated at room temperature for 1.5 hours.



IP Result of anti-ZNF740 (IP:25411-1-AP, 3ug; Detection:25411-1-AP 1:600) with mouse brain tissue lysate 4000ug.