

Nur für Forschungszwecke

ZNF251 Polyklonaler Antikörper

Katalog-Nr.: 25601-1-AP

1 Publikationen



Allgemeine Informationen

Katalog-Nr.:

25601-1-AP

Größe:

150ul, Konzentration: 1000 µg/ml von 90987

Nanodrop und 427 µg/ml durch die Bradford-Methode mit BSA als Standard;

Wirt:

Kaninchen

Isotyp:

IgG

Immunogen Katalognummer:

AG22347

GenBank-Zugangsnummer:

BC112137

GeneID (NCBI):

90987

Vollständiger Name:

zinc finger protein 251

Berechnete Masse:

671 aa, 76 kDa

Beobachtete Masse:

70-76 kDa

Reinigungsmethode:

Antigen-Affinitätsreinigung

Empfohlene Verdünnungen:

WB 1:500-1:1000

IF 1:20-1:200

Anwendungen

Geprüfte Anwendungen:

IF, WB, ELISA

In Publikationen genannte Anwendungen:

WB

Getestete Reaktivität:

Human, Maus

Zitierte Arten:

Human

Positivkontrollen:

WB : Maushodengewebe, HepG2-Zellen, Maus-Skelettmuskelgewebe, SKOV-3-Zellen

IF : SKOV-3-Zellen,

Hintergrundinformationen

Bemerkenswerte Veröffentlichungen

Verfasser	Pubmed ID	Journal	Anwendung
Huan Li	37066268	Res Sq	WB

Lagerung

Lagerungsbedingungen:

Bei -20°C lagern. Nach dem Versand ein Jahr lang stabil

Lagerungspuffer:

PBS mit 0.02% Natriumazid und 50% Glycerin pH 7.3.

Aliquotieren ist nicht notwendig bei -20°C Lagerung

*** 20ul-Größen enthalten 0.1% BSA

For technical support and original validation data for this product please contact:


T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com


W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

Ausgewählte Validierungsdaten



mouse testis tissue were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 25601-1-AP (ZNF251 Antibody) at dilution of 1:600 incubated at room temperature for 1.5 hours.



Immunofluorescent analysis of SKOV-3 cells using 25601-1-AP (ZNF251 antibody) at dilution of 1:50 and Alexa Fluor 488-conjugated AffiniPure Goat Anti-Rabbit IgG(H+L).