

Nur für Forschungszwecke

OSGEPL1 Polyklonaler Antikörper

Katalog-Nr.: 25694-1-AP

1 Publikationen



Allgemeine Informationen

Katalog-Nr.:

25694-1-AP

Größe:

150ul, Konzentration: 450 µg/ml von Nanodrop und 260 µg/ml durch die Bradford-Methode mit BSA als Standard;

Wirt:

Kaninchen

Isotyp:

IgG

Immunogen Katalognummer:

AG22204

GenBank-Zugangsnummer:

BC011904

GeneID (NCBI):

64172

Vollständiger Name:

O-sialoglycoprotein endopeptidase-like 1

Berechnete Masse:

414 aa, 45 kDa

Beobachtete Masse:

45 kDa

Reinigungsmethode:

Antigen-Affinitätsreinigung

Empfohlene Verdünnungen:

WB 1:500-1:2000

IHC 1:20-1:200

Anwendungen

Geprüfte Anwendungen:

IHC, WB, ELISA

In Publikationen genannte Anwendungen:

WB

Getestete Reaktivität:

Human, Maus

Zitierte Arten:

Human

Hinweis-IHC: Antigenmaskierung mit TE-Puffer pH 9,0 empfohlen. (*) Wahlweise kann die Antigenmaskierung auch mit Citratpuffer pH 6,0 erfolgen.

Positivkontrollen:

WB : HeLa-Zellen, MCF-7-Zellen, NIH/3T3-Zellen

IHC : humanes Kolongewebe, humanes Prostatahyperplasie-Gewebe

Hintergrundinformationen

Bemerkenswerte Veröffentlichungen

Verfasser

Huan Lin

Pubmed ID

29760464

Journal

Nat Commun

Anwendung

WB

Lagerung

Lagerungsbedingungen:

Bei -20°C lagern. Nach dem Versand ein Jahr lang stabil

Lagerungspuffer:

PBS mit 0.02% Natriumazid und 50% Glycerin pH 7.3.

Aliquotieren ist nicht notwendig bei -20°C Lagerung

***** 20ul-Größen enthalten 0.1% BSA**

For technical support and original validation data for this product please contact:


T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com


W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.


Ausgewählte Validierungsdaten



HeLa cells were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 25694-1-AP (OSGEPL1 Antibody) at dilution of 1:1000 incubated at room temperature for 1.5 hours.



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human colon tissue slide using 25694-1-AP (OSGEPL1 Antibody) at dilution of 1:50 (under 10x lens).



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human colon tissue slide using 25694-1-AP (OSGEPL1 Antibody) at dilution of 1:50 (under 40x lens).