

Nur für Forschungszwecke

KRT86 Polyklonaler Antikörper

Katalog-Nr.:26012-1-AP



Allgemeine Informationen

Katalog-Nr.: 26012-1-AP	GenBank-Zugangsnummer: BC069585	Reinigungsmethode: Antigen-Affinitätsreinigung
Größe: 150ul , Konzentration: 400 µg/ml von Nanodrop;	GeneID (NCBI): 3892	Empfohlene Verdünnungen: WB 1:500-1:1000
Wirt: Kaninchen	Vollständiger Name: keratin 86	
Isotyp: IgG	Berechnete Masse: 486 aa, 54 kDa	
Immunogen Katalognummer: AG22943	Beobachtete Masse: 53-54 kDa	

Anwendungen

Geprüfte Anwendungen: WB, ELISA	Positivkontrollen: WB : Maushautgewebe,
Getestete Reaktivität: Human, Maus, Ratte	

Hintergrundinformationen

KRT86 is a type II keratin protein, which heterodimerizes with type I keratins to form hair and nails. This gene is present in a cluster of related genes and pseudogenes on chromosome 12. Mutations in this gene have been observed in patients with the hair disease monilethrix.

Lagerung

Lagerungsbedingungen:
Bei -20°C lagern. Nach dem Versand ein Jahr lang stabil
Lagerungspuffer:
PBS mit 0.02% Natriumazid und 50% Glycerin pH 7.3.
Aliquotieren ist nicht notwendig bei -20°C Lagerung

*** 20ul-Größen enthalten 0.1% BSA


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free
in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

Ausgewählte Validierungsdaten



Various lysates were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 26012-1-AP (KRT86 antibody) at dilution of 1:500 incubated at room temperature for 1.5 hours.