

Nur für Forschungszwecke

CENPK Polyklonaler Antikörper

Katalog-Nr.: 26208-1-AP

Vorgestelltes Produkt

4 Publikationen



Allgemeine Informationen

Katalog-Nr.:
26208-1-AP

Größe:

150ul, Konzentration: 1000 µg/ml von 64105

Nanodrop und 533 µg/ml durch die
Bradford-Methode mit BSA als
Standard;

Wirt:

Kaninchen

Isotyp:

IgG

Immunogen Katalognummer:

AG23823

GenBank-Zugangsnummer:

BC005400

GeneID (NCBI):

von 64105

Vollständiger Name:

centromere protein K

Beobachtete Masse:

32-35 kDa

Reinigungsmethode:

Antigen-Affinitätsreinigung

Empfohlene Verdünnungen:

WB 1:500-1:3000

IP 0.5-4.0 µg für IP und 1:500-1:1000
für WB

Anwendungen

Geprüfte Anwendungen:

IP, WB, ELISA

In Publikationen genannte Anwendungen:

IHC, WB

Getestete Reaktivität:

Human

Zitierte Arten:

Human

Positivkontrollen:

WB: HeLa-Zellen,

IP: HeLa-Zellen,

Hintergrundinformationen

Bemerkenswerte Veröffentlichungen

Verfasser	Pubmed ID	Journal	Anwendung
Jiao Yu	36089000	Toxicol Appl Pharmacol	WB
Jianlin Wang	30774374	Onco Targets Ther	WB
Jiayu Ma	33478508	Cancer Cell Int	WB, IHC

Lagerung

Lagerungsbedingungen:

Bei -20°C lagern. Nach dem Versand ein Jahr lang stabil

Lagerungspuffer:

PBS mit 0.02% Natriumazid und 50% Glycerin pH 7.3.

Aliquotieren ist nicht notwendig bei -20°C Lagerung

*** 20ul-Größen enthalten 0.1% BSA


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free
in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)


E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech
Group brand and is not available to purchase from any
other manufacturer.

Ausgewählte Validierungsdaten



HeLa cells were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 26208-1-AP (CENPK Antibody) at dilution of 1:1500 incubated at room temperature for 1.5 hours.



IP Result of anti-CENPK (IP:26208-1-AP, 4ug; Detection:26208-1-AP 1:600) with HeLa cells lysate 4000ug.