

Nur für Forschungszwecke

PPAPDC2 Polyklonaler Antikörper

Katalog-Nr.: 26234-1-AP



Allgemeine Informationen

Katalog-Nr.:

26234-1-AP

Größe:

150ul, Konzentration: 1100 µg/ml von 403313

Nanodrop und 400 µg/ml durch die Bradford-Methode mit BSA als Standard;

Wirt:

Kaninchen

Isotyp:

IgG

Immunogen Katalognummer:

AG23856

GenBank-Zugangsnummer:

BC038108

GeneID (NCBI):

403313

Vollständiger Name:

phosphatidic acid phosphatase type 2 domain containing 2

Beobachtete Masse:

32 kDa

Reinigungsmethode:

Antigen-Affinitätsreinigung

Empfohlene Verdünnungen:

IP 0.5-4.0 µg für IP und 1:200-1:1000

für WB

IF 1:50-1:500

Anwendungen

Geprüfte Anwendungen:

IF, IP, ELISA

Getestete Reaktivität:

Human

Positivkontrollen:

IP: HepG2-Zellen,

IF: L02-Zellen,

Hintergrundinformationen

Lagerung

Lagerungsbedingungen:

Bei -20°C lagern. Nach dem Versand ein Jahr lang stabil

Lagerungspuffer:

PBS mit 0.02% Natriumazid und 50% Glycerin pH 7.3.

Aliquotieren ist nicht notwendig bei -20°C Lagerung

*** 20ul-Größen enthalten 0.1% BSA

For technical support and original validation data for this product please contact:


T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com


W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

Ausgewählte Validierungsdaten



IP Result of anti-PPAPDC2 (IP:26234-1-AP, 4ug; Detection:26234-1-AP 1:300) with HepG2 cells lysate 3600ug.



Immunofluorescent analysis of (-20°C Ethanol) fixed L02 cells using 26234-1-AP (PPAPDC2 antibody) at dilution of 1:50 and Alexa Fluor 488-conjugated AffiniPure Goat Anti-Rabbit IgG(H+L).