

Allgemeine Informationen

Katalog-Nr.:

26407-1-AP

Größe:

150ul, Konzentration: 800 µg/ml von Nanodrop und 333 µg/ml durch die Bradford-Methode mit BSA als Standard;

Wirt:

Kaninchen

Isotyp:

IgG

Immunogen Katalognummer:

AG23907

GenBank-Zugangsnummer:

BC012806

GeneID (NCBI):

8884

Vollständiger Name:

solute carrier family 5 (sodium-dependent vitamin transporter), member 6

Beobachtete Masse:

69 kDa

Reinigungsmethode:

Antigen-Affinitätsreinigung

Empfohlene Verdünnungen:

WB 1:500-1:1000

IP 0.5-4.0 µg für IP und 1:500-1:1000 für WB

Anwendungen

Geprüfte Anwendungen:

IP, WB, ELISA

In Publikationen genannte Anwendungen:

WB

Getestete Reaktivität:

Human, Maus, Ratte

Zitierte Arten:

Human

Positivkontrollen:

WB: Caco-2-Zellen, COLO 320-Zellen, Maus-Dünndarmgewebe, Maushirngewebe, Rattenhirngewebe

IP: Maushirngewebe,

Hintergrundinformationen

Bemerkenswerte Veröffentlichungen

Verfasser	Pubmed ID	Journal	Anwendung
James R Byrnes	35217172	Mol Cell Proteomics	WB

Lagerung

Lagerungsbedingungen:

Bei -20°C lagern. Nach dem Versand ein Jahr lang stabil

Lagerungspuffer:

PBS mit 0.02% Natriumazid und 50% Glycerin pH 7.3.

Aliquotieren ist nicht notwendig bei -20°C Lagerung

*** 20ul-Größen enthalten 0.1% BSA

For technical support and original validation data for this product please contact:


T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com


W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

Ausgewählte Validierungsdaten



Caco-2 cells were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 26407-1-AP (SLC5A6 antibody) at dilution of 1:600 incubated at room temperature for 1.5 hours.



IP Result of anti-SLC5A6 (IP:26407-1-AP, 4ug; Detection:26407-1-AP 1:500) with mouse brain tissue lysate 5200ug.