

Nur für Forschungszwecke

RREB1 Polyklonaler Antikörper

Katalog-Nr.: 27706-1-AP



Allgemeine Informationen

Katalog-Nr.: 27706-1-AP	GenBank-Zugangsnummer: NM_001003698	Reinigungsmethode: Antigen-Affinitätsreinigung
Größe: 150ul, Konzentration: 600 µg/ml von Nanodrop und 333 µg/ml durch die Bradford-Methode mit BSA als Standard;	GeneID (NCBI): 6239	Empfohlene Verdünnungen: WB 1:2000-1:12000 IHC 1:200-1:800
Wirt: Kaninchen	Vollständiger Name: ras responsive element binding protein 1	
Isotyp: IgG	Berechnete Masse: 181 kDa	
Immunogen Katalognummer: AG26780	Beobachtete Masse: 250 kDa	

Anwendungen

Geprüfte Anwendungen: IHC, WB, ELISA	Positivkontrollen: WB: Jurkat-Zellen, LNCaP-Zellen
Getestete Reaktivität: Human	IHC: humanes Kolonkarzinomgewebe, humanes Mammakarzinomgewebe
Hinweis-IHC: Antigenmaskierung mit TE-Puffer pH 9,0 empfohlen. (*) Wahlweise kann die Antigenmaskierung auch mit Citratpuffer pH 6,0 erfolgen.	

Hintergrundinformationen

RREB1, also named as FINB and Zep-1, belongs to the krueppel C2H2-type zinc-finger protein family. RREB1 is a transcription factor that binds specifically to the RAS-responsive elements (RRE) of gene promoters. RREB1 may be involved in Ras/Raf-mediated cell differentiation by enhancing calcitonin expression. RREB1 represses the angiotensinogen gene. RREB1 can induce expression of p53 and repress p16 which associated with the expression of tumour. It has been reported that the RREB1 can be a candidate gene for type 2 diabetes associated end-stage kidney disease. To some extent, the decrease of zinc in human pancreatic adenocarcinoma is associated with the downregulation of RREB1. RREB1 has some isoforms with 250 kDa, 180-200 kDa and 140-160 kDa protein. (PMID: 21703425, 15067362, 25050557, 25027322)

Lagerung

Lagerungsbedingungen:
Bei -20°C lagern. Nach dem Versand ein Jahr lang stabil
Lagerungspuffer:
PBS mit 0.02% Natriumazid und 50% Glycerin pH 7.3.
Aliquotieren ist nicht notwendig bei -20°C Lagerung

*** 20ul-Größen enthalten 0.1% BSA


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free
in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

Ausgewählte Validierungsdaten



Various lysates were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 27706-1-AP (RREB1 antibody) at dilution of 1:6000 incubated at room temperature for 1.5 hours.



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human colon cancer tissue slide using 27706-1-AP (RREB1 antibody) at dilution of 1:400 (under 10x lens). Heat mediated antigen retrieval with Tris-EDTA buffer (pH 9.0).