

Allgemeine Informationen

Katalog-Nr.:

27768-1-AP

Größe:

150ul, Konzentration: 450 µg/ml von Nanodrop und 267 µg/ml durch die Bradford-Methode mit BSA als Standard;

Wirt:

Kaninchen

Isotyp:

IgG

Immunogen Katalognummer:

AG26904

GenBank-Zugangsnummer:

BC003550

GeneID (NCBI):

51608

Vollständiger Name:

chromosome 7 open reading frame 20

Berechnete Masse:

327 aa, 37 kDa

Beobachtete Masse:

33 kDa

Reinigungsmethode:

Antigen-Affinitätsreinigung

Empfohlene Verdünnungen:

WB 1:1000-1:8000

IHC 1:50-1:500

Anwendungen

Geprüfte Anwendungen:

IHC, WB, ELISA

In Publikationen genannte Anwendungen:

WB

Getestete Reaktivität:

Human

Zitierte Arten:

Maus

Hinweis-IHC: Antigendemaskierung mit TE-Puffer pH 9,0 empfohlen. (*) Wahlweise kann die Antigendemaskierung auch mit Citratpuffer pH 6,0 erfolgen.

Positivkontrollen:

WB : HEK-293-Zellen, HeLa-Zellen, MCF-7-Zellen

IHC : humanes Kolongewebe,

Hintergrundinformationen

Bemerkenswerte Veröffentlichungen

Verfasser

Fabio Lauria

Pubmed ID

32958857

Journal

Nat Cell Biol

Anwendung

WB

Lagerung

Lagerungsbedingungen:

Bei -20°C lagern. Nach dem Versand ein Jahr lang stabil

Lagerungspuffer:

PBS mit 0.02% Natriumazid und 50% Glycerin pH 7.3.

Aliquotieren ist nicht notwendig bei -20°C Lagerung

***** 20ul-Größen enthalten 0.1% BSA**

For technical support and original validation data for this product please contact:


T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com


W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.


Ausgewählte Validierungsdaten



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human colon tissue slide using 27768-1-AP (GET4 antibody) at dilution of 1:200 (under 10x lens).



Various lysates were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 27768-1-AP (GET4 antibody) at dilution of 1:4000 incubated at room temperature for 1.5 hours.



HEK-293 cells and MCF-7 cells were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 27768-1-AP (GET4 antibody) at dilution of 1:2500 incubated at room temperature for 1.5 hours.