

Allgemeine Informationen

Katalog-Nr.: 28644-1-AP	GenBank-Zugangsnummer: BC015419	Reinigungsmethode: Antigen-Affinitätsreinigung
Größe: 150ul, Konzentration: 220 µg/ml von Nanodrop;	GeneID (NCBI): 126731	Empfohlene Verdünnungen: WB 1:500-1:2000
Wirt: Kaninchen	Vollständiger Name: chromosome 1 open reading frame 96	
Isotyp: IgG	Beobachtete Masse: 30-36 kDa	
Immunogen Katalognummer: AG23785		

Anwendungen

Geprüfte Anwendungen: WB, ELISA	Positivkontrollen: WB : Maushirngewebe, Rattenhirngewebe
Getestete Reaktivität: Maus, Ratte	

Hintergrundinformationen


CCSAP (Centriole, cilia and spindle-associated protein) colocalizes with polyglutamylated tubulin to centrioles, spindle microtubules, and cilia in human tissue culture cells (PMID: 22493317). Plays a role in microtubule (MT) stabilization and this stabilization involves the maintenance of NUMA1 at the spindle poles. It can be detected as around 30-36 kDa.

Lagerung

Lagerungsbedingungen:
Bei -20°C lagern. Nach dem Versand ein Jahr lang stabil
Lagerungspuffer:
PBS mit 0.02% Natriumazid und 50% Glycerin pH 7.3.
Aliquotieren ist nicht notwendig bei -20°C Lagerung

*** 20ul-Größen enthalten 0.1% BSA

Ausgewählte Validierungsdaten



Various lysates were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 28644-1-AP (C1orf96 antibody) at dilution of 1:1000 incubated at room temperature for 1.5 hours.