

Nur für Forschungszwecke

Phospho-SMAD2 (S465/467) Polyklonaler Antikörper



Katalog-Nr.: 29129-1-AP

1 Publikationen

Allgemeine Informationen

Katalog-Nr.:

29129-1-AP

Größe:

100ul

Wirt:

Kaninchen

Isotyp:

IgG

GenBank-Zugangsnummer:

BC014840

GeneID (NCBI):

4087

Vollständiger Name:

SMAD family member 2

Berechnete Masse:

467 aa, 52 kDa

Reinigungsmethode:

Antigen-Affinitätsreinigung

Anwendungen

Geprüfte Anwendungen:

ELISA

In Publikationen genannte Anwendungen:

WB

Getestete Reaktivität:

Human

Zitierte Arten:

Human, Maus

Hintergrundinformationen

Bemerkenswerte Veröffentlichungen

Verfasser

Jinjin Jiang

Pubmed ID

35512472

Journal

Ecotoxicol Environ Saf

Anwendung

WB

Lagerung

Lagerungsbedingungen:

Bei -20°C lagern.

Lagerungspuffer:

PBS mit 0.02% Natriumazid und 50% Glycerin pH 7.3.

Aliquotieren ist nicht notwendig bei -20°C Lagerung

*** 20ul-Größen enthalten 0.1% BSA

For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free
in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

