

Nur für Forschungszwecke

SFXN5 Polyklonaler Antikörper

Katalog-Nr.: 29358-1-AP



Allgemeine Informationen

Katalog-Nr.: 29358-1-AP	GenBank-Zugangsnummer: BC101312	Reinigungsmethode: Antigen-Affinitätsreinigung
Größe: 150ul, Konzentration: 1000 µg/ml von 94097	GeneID (NCBI): Vollständiger Name: sideroflexin 5	Empfohlene Verdünnungen: WB 1:2000-1:16000
Nanodrop; Wirt: Kaninchen	Berechnete Masse: 340 aa, 37 kDa	
Isotyp: IgG	Beobachtete Masse: 37 kDa	
Immunogen Katalognummer: AG16203		

Anwendungen

Geprüfte Anwendungen: WB, ELISA	Positivkontrollen: WB : Maushirngewebe, Rattenhirngewebe
Getestete Reaktivität: Human, Maus, Ratte	

Hintergrundinformationen

SFXN5 (Sideroflexin-5) is an astrocytic mitovesicle protein. In brown adipose tissue, it is key modulators of the widely studied thermogenic protein uncoupling protein 1 (UCP1). (PMID: 36334589, PMID: 35904699)

Lagerung


Lagerungsbedingungen:
Bei -20°C lagern. Nach dem Versand ein Jahr lang stabil
Lagerungspuffer:
PBS mit 0.02% Natriumazid und 50% Glycerin pH 7.3.
Aliquotieren ist nicht notwendig bei -20°C Lagerung

*** 20ul-Größen enthalten 0.1% BSA

For technical support and original validation data for this product please contact:
T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)
E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

Ausgewählte Validierungsdaten



Various lysates were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 29358-1-AP (SF_{XN}5 antibody) at dilution of 1:8000 incubated at room temperature for 1.5 hours.