

Nur für Forschungszwecke

# SOX11 Polyklonaler Antikörper

Katalog-Nr.: 29395-1-AP

1 Publikationen



## Allgemeine Informationen

Katalog-Nr.: 29395-1-AP	GenBank-Zugangsnummer: NM_003108	Reinigungsmethode: Antigen-Affinitätsreinigung
Größe: 150ul, Konzentration: 1000 µg/ml von 6664 Nanodrop;	GeneID (NCBI): SRY (sex determining region Y)-box 11	Empfohlene Verdünnungen: WB 1:500-1:2000
Wirt: Kaninchen	Vollständiger Name: SRY (sex determining region Y)-box 11	
Isotyp: IgG	Berechnete Masse: 47 kDa	
Immunogen Katalognummer: AG30020	Beobachtete Masse: 60 kDa	

## Anwendungen

Geprüfte Anwendungen: WB, ELISA	Positivkontrollen: WB : fetales humanes Hirngewebe, Y79-Zellen
In Publikationen genannte Anwendungen: WB	
Getestete Reaktivität: Human	
Zitierte Arten: Human	

## Hintergrundinformationen

### Bemerkenswerte Veröffentlichungen

Verfasser	Pubmed ID	Journal	Anwendung
Shaoqin Tu	36910334	Stem Cells Int	WB

### Lagerung

Lagerungsbedingungen:  
Bei -20°C lagern.  
Lagerungspuffer:  
PBS mit 0.02% Natriumazid und 50% Glycerin pH 7.3.  
Aliquotieren ist nicht notwendig bei -20°C Lagerung

\*\*\* 20ul-Größen enthalten 0.1% BSA


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: [proteintech@ptglab.com](mailto:proteintech@ptglab.com)  
W: [ptglab.com](http://ptglab.com)

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

## Ausgewählte Validierungsdaten



Various lysates were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 29395-1-AP (SOX11 antibody) at dilution of 1:1000 incubated at room temperature for 1.5 hours.