

Allgemeine Informationen

Katalog-Nr.: 29406-1-AP	GenBank-Zugangsnummer: BC051803	Reinigungsmethode: Antigen-Affinitätsreinigung
Größe: 150ul, Konzentration: 1200 µg/ml von 221496	GeneID (NCBI): von 221496	Empfohlene Verdünnungen: WB 1:2000-1:12000 IHC 1:50-1:500
Nanodrop;	Vollständiger Name: LEM domain containing 2	
Wirt: Kaninchen	Berechnete Masse: 503 aa, 57 kDa	
Isotyp: IgG	Beobachtete Masse: 57 kDa	
Immunogen Katalognummer: AG28078		

Anwendungen

Geprüfte Anwendungen: IHC, WB, ELISA	Positivkontrollen:
Getestete Reaktivität: Human	WB : A549-Zellen, HeLa-Zellen, HepG2-Zellen, humanes Hodengewebe, MCF-7-Zellen, U2OS-Zellen
Hinweis-IHC: Antigendemaskierung mit TE-Puffer pH 9,0 empfohlen. (*) Wahlweise kann die Antigendemaskierung auch mit Citratpuffer pH 6,0 erfolgen.	IHC : humanes Kolongewebe, Mausnierengewebe


Hintergrundinformationen

Lagerung


Lagerungsbedingungen:
Bei -20°C lagern.
Lagerungspuffer:
PBS mit 0.02% Natriumazid und 50% Glycerin pH 7.3.
Aliquotieren ist nicht notwendig bei -20°C Lagerung

*** 20ul-Größen enthalten 0.1% BSA


Ausgewählte Validierungsdaten



Various lysates were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 29406-1-AP (LEMD2 antibody) at dilution of 1:6000 incubated at room temperature for 1.5 hours.



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human colon tissue slide using 29406-1-AP (LEMD2 antibody) at dilution of 1:200 (under 40x lens). Heat mediated antigen retrieval with Tris-EDTA buffer (pH 9.0).



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human colon tissue slide using 29406-1-AP (LEMD2 antibody) at dilution of 1:200 (under 10x lens). Heat mediated antigen retrieval with Tris-EDTA buffer (pH 9.0).