

Nur für Forschungszwecke

NCAPG Polyklonaler Antikörper

Katalog-Nr.: 29933-1-AP



Allgemeine Informationen

Katalog-Nr.: 29933-1-AP	GenBank-Zugangsnummer: BC068467	Reinigungsmethode: Antigen-Affinitätsreinigung
Größe: 150ul, Konzentration: 500 µg/ml von Nanodrop;	GeneID (NCBI): 64151	Empfohlene Verdünnungen: WB 1:5000-1:50000 IHC 1:500-1:2000
Wirt: Kaninchen	Vollständiger Name: non-SMC condensin I complex, subunit G	
Isotyp: IgG	Berechnete Masse: 1015 aa, 114 kDa	
Immunogen Katalognummer: AG32040	Beobachtete Masse: 131 kDa	

Anwendungen

Geprüfte Anwendungen: IHC, WB, ELISA	Positivkontrollen:
Getestete Reaktivität: Human	WB : K-562-Zellen, HEK-293-Zellen, HeLa-Zellen, HepG2-Zellen
Hinweis-IHC: Antigendemaskierung mit TE-Puffer pH 9,0 empfohlen. (*) Wahlweise kann die Antigendemaskierung auch mit Citratpuffer pH 6,0 erfolgen.	IHC : humanes Ovarialkarzinomgewebe,

Hintergrundinformationen

Lagerung


Lagerungsbedingungen:
Bei -20°C lagern. Nach dem Versand ein Jahr lang stabil
Lagerungspuffer:
PBS mit 0.02% Natriumazid und 50% Glycerin pH 7.3.
Aliquotieren ist nicht notwendig bei -20°C Lagerung

*** 20ul-Größen enthalten 0.1% BSA


For technical support and original validation data for this product please contact:
T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)
E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

Ausgewählte Validierungsdaten



Various lysates were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 299333-1-AP (NCAPG antibody) at dilution of 1:10000 incubated at room temperature for 1.5 hours.



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human ovary tumor tissue slide using 299333-1-AP (NCAPG antibody) at dilution of 1:1000 (under 10x lens). Heat mediated antigen retrieval with Tris-EDTA buffer (pH 9.0).