

Nur für Forschungszwecke

RAD52 Polyklonaler Antikörper

Katalog-Nr.: 55020-1-AP



Allgemeine Informationen

Katalog-Nr.:

55020-1-AP

Größe:

150ul, Konzentration: 460 µg/ml
durch die Bradford-Methode mit BSA
als Standard;

Wirt:

Kaninchen

Isotyp:

IgG

GenBank-Zugangsnummer:

NM_134424

GeneID (NCBI):

5893

Vollständiger Name:

RAD52 homolog (S. cerevisiae)

Berechnete Masse:

46 kDa

Reinigungsmethode:

Antigen-Affinitätsreinigung

Empfohlene Verdünnungen:

WB 1:200-1:1000

IP 0.5-4.0 µg für IP und 1:200-1:1000
für WB

Anwendungen

Geprüfte Anwendungen:

IP, WB, ELISA

Getestete Reaktivität:

Human

Positivkontrollen:

WB : PC-3-Zellen,

IP : PC-3-Zellen,

Hintergrundinformationen

Lagerung

Lagerungsbedingungen:

Bei -20°C lagern.

Lagerungspuffer:

0,1 M NaHCO₃, 0,1 M Glyzin, 0,02% Natriumazid und 50% Glycerin, pH 7,3.

Aliquotieren ist nicht notwendig bei -20°C Lagerung

*** 20ul-Größen enthalten 0.1% BSA


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free
in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)


E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

Ausgewählte Validierungsdaten



PC-3 cells were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 55020-1-AP (RAD52 Antibody) at dilution of 1:300 incubated at room temperature for 1.5 hours.



IP Result of anti-RAD52 (IP:55020-1-AP, 4ug; Detection:55020-1-AP 1:300) with PC-3 cells lysate 3200ug.