

Nur für Forschungszwecke

MTCO1 Polyklonaler Antikörper

Katalog-Nr.: 55071-1-AP

3 Publikationen



Allgemeine Informationen

Katalog-Nr.:

55071-1-AP

Größe:

150ul, Konzentration: 287 µg/ml
durch die Bradford-Methode mit BSA
als Standard;

Wirt:

Kaninchen

Isotyp:

IgG

GenBank-Zugangsnummer:

YP_003024028

GeneID (NCBI):

4512

Vollständiger Name:

cytochrome c oxidase I

Berechnete Masse:

57 kDa

Reinigungsmethode:

Antigen-Affinitätsreinigung

Anwendungen

Geprüfte Anwendungen:

ELISA

In Publikationen genannte Anwendungen:

WB

Getestete Reaktivität:

Human

Zitierte Arten:

Human

Hintergrundinformationen

Bemerkenswerte Veröffentlichungen

Verfasser	Pubmed ID	Journal	Anwendung
Jing Zhang	26492917	EMBO J	WB
Hao-Peng Lin	27165101	Biomed Microdevices	WB
Xiaoting Liu	35876654	EMBO Rep	WB

Lagerung

Lagerungsbedingungen:

Bei -20°C lagern.

Lagerungspuffer:

0,1 M NaHCO₃, 0,1 M Glyzin, 0,02% Natriumazid und 50% Glycerin, pH 7,3.

Aliquotieren ist nicht notwendig bei -20°C Lagerung

*** 20ul-Größen enthalten 0.1% BSA

For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free
in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech
Group brand and is not available to purchase from any
other manufacturer.

