

Nur für Forschungszwecke

PI3K p87 Polyklonaler Antikörper

Katalog-Nr.: 55311-1-AP

1 Publikationen



Allgemeine Informationen

Katalog-Nr.:

55311-1-AP

Größe:

150ul, Konzentration: 507 µg/ml
durch die Bradford-Methode mit BSA
als Standard;

Wirt:

Kaninchen

Isotyp:

IgG

GenBank-Zugangsnummer:

NM_001010855

GeneID (NCBI):

146850

Vollständiger Name:

phosphoinositide-3-kinase,
regulatory subunit 6

Berechnete Masse:

84 kDa

Reinigungsmethode:

Antigen-Affinitätsreinigung

Anwendungen

Geprüfte Anwendungen:

ELISA

In Publikationen genannte Anwendungen:

WB

Getestete Reaktivität:

Human, Maus

Zitierte Arten:

Human, Maus

Hintergrundinformationen

PIK3R6, also named as C17orf38 and p87PIKAP, is a regulatory subunit of the PI3K gamma complex. It acts as an adapter to drive activation of PIK3CG by G beta gamma proteins. This antibody is specific to PIK3R5.

Bemerkenswerte Veröffentlichungen

Verfasser	Pubmed ID	Journal	Anwendung
Wenbin Huang	34768109	Neoplasia	WB

Lagerung

Lagerungsbedingungen:

Bei -20°C lagern.

Lagerungspuffer:

PBS mit 0.02% Natriumazid und 50% Glycerin pH 7.3.

Aliquotieren ist nicht notwendig bei -20°C Lagerung

*** 20ul-Größen enthalten 0.1% BSA

For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free
in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

