

Nur für Forschungszwecke

LRRK2 Polyklonaler Antikörper

Katalog-Nr.: 55497-1-AP



Allgemeine Informationen

Katalog-Nr.:

55497-1-AP

Größe:

150ul

Wirt:

Kaninchen

Isotyp:

IgG

GenBank-Zugangsnummer:

NM_198578

GeneID (NCBI):

120892

Vollständiger Name:

leucine-rich repeat kinase 2

Berechnete Masse:

286 kDa

Reinigungsmethode:

Antigen-Affinitätsreinigung

Empfohlene Verdünnungen:

IF 1:20-1:200

Anwendungen

Geprüfte Anwendungen:

IF, ELISA

Getestete Reaktivität:

Human

Positivkontrollen:

IF : SH-SY5Y-Zellen,

Hintergrundinformationen

LRRK2, also termed Dardarin and PARK8, belongs to the protein kinase superfamily and TKL Ser/Thr protein kinase family. It is a protein kinase whose role is not yet known. LRRK2 may play a role in the phosphorylation of proteins central to Parkinson disease. It may also have GTPase activity (PMID:16352719). Defects in LRRK2 are the causes of Parkinson disease type 8 (PARK8). This antibody is specific to LRRK2.

Lagerung

Lagerungsbedingungen:

Bei -20°C lagern.

Lagerungspuffer:

PBS mit 0.02% Natriumazid und 50% Glycerin pH 7.3.

Aliquotieren ist nicht notwendig bei -20°C Lagerung

*** 20ul-Größen enthalten 0.1% BSA

For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

