

Nur für Forschungszwecke

CD154 Monoklonaler Antikörper

Katalog-Nr.:65129-1-Ig



Allgemeine Informationen

Katalog-Nr.:
65129-1-Ig

Größe:
100ug,

Wirt:
Armenian Hamster

Isotyp:
Armenian Hamster IgG

GenBank-Zugangsnummer:
BC119225

GeneID (NCBI):
21947

Vollständiger Name:
CD40 ligand

Reinigungsmethode:
Affinitätsreinigung

CloneNo.:
MR1

Anwendungen

Geprüfte Anwendungen:
FC

Getestete Reaktivität:
Maus

Hintergrundinformationen

Lagerung

Lagerungsbedingungen:
Bei 2-8°C lagern.
Lagerungspuffer:
Unkonwn

For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free
in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

