

Nur für Forschungszwecke

Secretogranin V Monoklonaler Antikörper

Katalog-Nr.: 67406-1-Ig



Allgemeine Informationen

Katalog-Nr.:

67406-1-Ig

Größe:

150ul, Konzentration: 2300 µg/ml von 6447

Nanodrop und 927 µg/ml durch die Bradford-Methode mit BSA als Standard;

Wirt:

Maus

Isotyp:

IgG1

Immunogen Katalognummer:

AG28607

GenBank-Zugangsnummer:

BC005349

GeneID (NCBI):

von 6447

Vollständiger Name:

secretogranin V (7B2 protein)

Berechnete Masse:

24 kDa

Reinigungsmethode:

Protein-G-Reinigung

CloneNo.:

1B9H6

Empfohlene Verdünnungen:

IHC 1:2000-1:8000

Anwendungen

Geprüfte Anwendungen:

IHC, ELISA

Getestete Reaktivität:

Human

Hinweis-IHC: Antigendemaskierung mit TE-Puffer pH 9,0 empfohlen. (*) Wahlweise kann die Antigendemaskierung auch mit Citratpuffer pH 6,0 erfolgen.

Positivkontrollen:

IHC: humanes Hypophysenadenom-Gewebe,

Hintergrundinformationen

Lagerung

Lagerungsbedingungen:

Bei -20°C lagern.

Lagerungspuffer:

PBS mit 0.02% Natriumazid und 50% Glycerin pH 7.3.

Aliquotieren ist nicht notwendig bei -20°C Lagerung

*** 20ul-Größen enthalten 0.1% BSA

For technical support and original validation data for this product please contact:


T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com


W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

Ausgewählte Validierungsdaten



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human pituitary adenoma tissue slide using 67406-1-Ig (Secretogranin V antibody) at dilution of 1:4000 (under 10x lens). Heat mediated antigen retrieval with Tris-EDTA buffer (pH 9.0).



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human pituitary adenoma tissue slide using 67406-1-Ig (Secretogranin V antibody) at dilution of 1:4000 (under 40x lens). Heat mediated antigen retrieval with Tris-EDTA buffer (pH 9.0).