

Nur für Forschungszwecke

RAB8A Monoklonaler Antikörper

Katalog-Nr.: 67536-1-Ig



Allgemeine Informationen

Katalog-Nr.: 67536-1-Ig	GenBank-Zugangsnummer: NM_005370	Reinigungsmethode: Protein-G-Reinigung
Größe: 150ul, Konzentration: 1300 µg/ml von 4218 Nanodrop und 507 µg/ml durch die Bradford-Methode mit BSA als Standard;	GeneID (NCBI): 4218	CloneNo.: 1D12G4
Wirt: Maus	Vollständiger Name: RAB8A, member RAS oncogene family	Empfohlene Verdünnungen: WB 1:500-1:2000
Isotyp: IgG1	Berechnete Masse: 24 kDa	
	Beobachtete Masse: 24 kDa	

Anwendungen

Geprüfte Anwendungen: WB, ELISA	Positivkontrollen: WB : HeLa-Zellen, HEK-293-Zellen, HepG2-Zellen, HL-60-Zellen, Jurkat-Zellen, K-562-Zellen, THP-1-Zellen
Getestete Reaktivität: Human	

Hintergrundinformationen

Lagerung


Lagerungsbedingungen:
Bei -20°C lagern. Nach dem Versand ein Jahr lang stabil
Lagerungspuffer:
PBS mit 0.02% Natriumazid und 50% Glycerin pH 7.3.
Aliquotieren ist nicht notwendig bei -20°C Lagerung

*** 20ul-Größen enthalten 0.1% BSA

For technical support and original validation data for this product please contact:
T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)
E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

Ausgewählte Validierungsdaten



Various lysates were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 67536-1-Ig (RAB8A antibody) at dilution of 1:1000 incubated at room temperature for 1.5 hours.