

Allgemeine Informationen

Katalog-Nr.:

67587-1-Ig

GenBank-Zugangsnummer:

BC111564

Reinigungsmethode:

Protein-A-Reinigung

Größe:

150ul, Konzentration: 1800 µg/ml von 752

GeneID (NCBI):

Vollständiger Name:
formin-like 1

CloneNo.:

1B12A4

Nanodrop und 1000 µg/ml durch die
Bradford-Methode mit BSA als
Standard;

Wirt:

Maus

Beobachtete Masse:

140-150 kDa

Empfohlene Verdünnungen:

WB 1:1000-1:6000

Isotyp:

IgG2b

Immunogen Katalognummer:

AG27322

Anwendungen

Geprüfte Anwendungen:

WB, ELISA

Positivkontrollen:

WB : Jurkat-Zellen, Hausschwein-Thymusgewebe, HL-60-Zellen, K-562-Zellen

Getestete Reaktivität:

Hausschwein, Human

Hintergrundinformationen

FMNL1, also named as C17orf1, C17orf1B and FMNL, belongs to the formin homology family. It may play a role in the control of cell motility and survival of macrophages. FMNL1 protein may be involved in anti-apoptosis mechanisms. It is overexpressed in lymphoid malignancies and is found associated with Akt. 67587-1-Ig antibody detects the protein around 140-150 kDa which is similar to the results reported in publications. (PMID: 21868368, 22986496, 23182705)

Lagerung

Lagerungsbedingungen:

Bei -20°C lagern. Nach dem Versand ein Jahr lang stabil

Lagerungspuffer:

PBS mit 0.02% Natriumazid und 50% Glycerin pH 7.3.

Aliquotieren ist nicht notwendig bei -20°C Lagerung

***** 20ul-Größen enthalten 0.1% BSA**


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free
in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

Ausgewählte Validierungsdaten



Various lysates were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 67587-1-Ig (FMNL1 antibody) at dilution of 1:3000 incubated at room temperature for 1.5 hours.

Various lysates were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 67587-1-Ig (FMNL1 antibody) at dilution of 1:5000 incubated at room temperature for 1.5 hours.

Jurkat cells were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 67587-1-Ig (FMNL1 antibody) at dilution of 1:5000 incubated at room temperature for 1.5 hours.

NK-92 cells were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 67587-1-Ig (FMNL1 antibody) at dilution of 1:5000 incubated at room temperature for 1.5 hours.