

Nur für Forschungszwecke

MAT2B Monoklonaler Antikörper

Katalog-Nr.: 67643-1-Ig



Allgemeine Informationen

Katalog-Nr.:

67643-1-Ig

Größe:

150ul, Konzentration: 2172 µg/ml von 27430

Nanodrop und 1000 µg/ml durch die Bradford-Methode mit BSA als Standard;

Wirt:

Maus

Isotyp:

IgG1

Immunogen Katalognummer:

AG8649

GenBank-Zugangsnummer:

BC005218

GeneID (NCBI):

27430

Vollständiger Name:

methionine adenosyltransferase II, beta

Berechnete Masse:

36 kDa, 38 kDa

Beobachtete Masse:

38 kDa

Reinigungsmethode:

Protein-A-Reinigung

CloneNo.:

2B7G8

Empfohlene Verdünnungen:

WB 1:2000-1:10000

Anwendungen

Geprüfte Anwendungen:

WB, ELISA

Getestete Reaktivität:

Human, Maus, Ratte

Positivkontrollen:

WB : HepG2-Zellen, HEK-293-Zellen, HeLa-Zellen, Jurkat-Zellen, K-562-Zellen, LNCaP-Zellen, NIH/3T3-Zellen, U2OS-Zellen

Hintergrundinformationen

Lagerung

Lagerungsbedingungen:

Bei -20°C lagern.

Lagerungspuffer:

PBS mit 0.02% Natriumazid und 50% Glycerin pH 7.3.

Aliquotieren ist nicht notwendig bei -20°C Lagerung

*** 20ul-Größen enthalten 0.1% BSA

For technical support and original validation data for this product please contact:


T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com

W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

Ausgewählte Validierungsdaten



Various lysates were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 67643-1-Ig (MAT2B antibody) at dilution of 1:5000 incubated at room temperature for 1.5 hours.