

Allgemeine Informationen

Katalog-Nr.: 67747-1-Ig	GenBank-Zugangsnummer: NM_001291746	Reinigungsmethode: Protein-G-Reinigung
Größe: 150ul, Konzentration: 1000 µg/ml von 5966 Nanodrop;	GeneID (NCBI): v-rel reticuloendotheliosis viral oncogene homolog (avian)	CloneNo.: 1F6A4
Wirt: Maus	Vollständiger Name: v-rel reticuloendotheliosis viral oncogene homolog (avian)	Empfohlene Verdünnungen: WB 1:1000-1:6000
Isotyp: IgG1	Berechnete Masse: 69 kDa	
Immunogen Katalognummer: AG26803	Beobachtete Masse: 68 kDa	

Anwendungen

Geprüfte Anwendungen: WB, ELISA	Positivkontrollen: WB : Daudi-Zellen, HEK-293-Zellen, Jurkat-Zellen, MOLT-4-Zellen
Getestete Reaktivität: Human	

Hintergrundinformationen


REL, also known as, Proto-oncogene c-Rel, is a 619 amino acid protein, which may play a role in differentiation and lymphopoiesis. NF-kappa-B is a homo- or heterodimeric complex formed by the Rel-like domain-containing proteins RELA/p65, RELB, NFKB1/p105, NFKB1/p50, REL and NFKB2/p52. The NF-kappa-B heterodimer RELA/p65-c-Rel is a transcriptional activator.

Lagerung

Lagerungsbedingungen:
Bei -20°C lagern. Nach dem Versand ein Jahr lang stabil
Lagerungspuffer:
PBS mit 0.02% Natriumazid und 50% Glycerin pH 7.3.
Aliquotieren ist nicht notwendig bei -20°C Lagerung

*** 20ul-Größen enthalten 0.1% BSA

Ausgewählte Validierungsdaten



Various lysates were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 67747-1-Ig (REL antibody) at dilution of 1:3000 incubated at room temperature for 1.5 hours.