

Nur für Forschungszwecke

RP2 Monoklonaler Antikörper

Katalog-Nr.: 67795-1-Ig



Allgemeine Informationen

Katalog-Nr.:

67795-1-Ig

GenBank-Zugangsnummer:

BC043348

Reinigungsmethode:

Protein-G-Reinigung

Größe:

150ul, Konzentration: 1000 µg/ml von 6102

GeneID (NCBI):

6102

CloneNo.:

1G2A9

Nanodrop;

Vollständiger Name:

retinitis pigmentosa 2 (X-linked recessive)

Empfohlene Verdünnungen:

WB 1:1000-1:4000

Wirt:

Maus

Isotyp:

IgG1

Berechnete Masse:

350 aa, 40 kDa

Immunogen Katalognummer:

AG5630

Beobachtete Masse:

37-40 kDa

Anwendungen

Geprüfte Anwendungen:

WB, ELISA

Getestete Reaktivität:

Human, Kaninchen

Positivkontrollen:

WB: HepG2-Zellen, HeLa-Zellen, humanes Plazenta-Gewebe, humanes Thrombozyten-Gewebe, Jurkat-Zellen, Kaninchen-Retina-Gewebe, Y79-Zellen

Hintergrundinformationen

Lagerung

Lagerungsbedingungen:

Bei -20°C lagern.

Lagerungspuffer:

PBS mit 0.02% Natriumazid und 50% Glycerin pH 7.3.

Aliquotieren ist nicht notwendig bei -20°C Lagerung

*** 20ul-Größen enthalten 0.1% BSA

For technical support and original validation data for this product please contact:


T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com


W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

Ausgewählte Validierungsdaten



HepG2 cells were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 67795-1-Ig (RP2 antibody) at dilution of 1:2000 incubated at room temperature for 1.5 hours.



Various lysates were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 67795-1-Ig (RP2 antibody) at dilution of 1:2000 incubated at room temperature for 1.5 hours.