

Nur für Forschungszwecke

PGC Monoklonaler Antikörper

Katalog-Nr.: 67849-1-Ig



Allgemeine Informationen

Katalog-Nr.: 67849-1-Ig	GenBank-Zugangsnummer: BC073740	Reinigungsmethode: Protein-A-Reinigung
Größe: 150ul, Konzentration: 3448 µg/ml von 5225 Nanodrop;	GeneID (NCBI): 5225	CloneNo.: 2B1B1
Wirt: Maus	Vollständiger Name: progastricsin (pepsinogen C)	Empfohlene Verdünnungen: IHC 1:350-1:1400
Isotyp: IgG2b	Berechnete Masse: 388 aa, 42 kDa	
Immunogen Katalognummer: AG10326		

Anwendungen

Geprüfte Anwendungen: IHC, ELISA	Positivkontrollen: IHC : humanes Magenkrebsgewebe,
Getestete Reaktivität: Human	
Hinweis-IHC: Antigendemaskierung mit TE-Puffer pH 9,0 empfohlen. (*) Wahlweise kann die Antigendemaskierung auch mit Citratpuffer pH 6,0 erfolgen.	

Hintergrundinformationen

Lagerung


Lagerungsbedingungen:
Bei -20°C lagern.
Lagerungspuffer:
PBS mit 0.02% Natriumazid und 50% Glycerin pH 7.3.
Aliquotieren ist nicht notwendig bei -20°C Lagerung

*** 20ul-Größen enthalten 0.1% BSA


For technical support and original validation data for this product please contact:
T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)
E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

Ausgewählte Validierungsdaten



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human stomach cancer tissue slide using 67849-1-Ig (PGC antibody) at dilution of 1:700 (under 10x lens). Heat mediated antigen retrieval with Tris-EDTA buffer (pH 9.0).



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human stomach cancer tissue slide using 67849-1-Ig (PGC antibody) at dilution of 1:700 (under 40x lens). Heat mediated antigen retrieval with Tris-EDTA buffer (pH 9.0).