

Nur für Forschungszwecke

SNCB Monoklonaler Antikörper

Katalog-Nr.: 68046-1-Ig



Allgemeine Informationen

Katalog-Nr.:

68046-1-Ig

GenBank-Zugangsnummer:

BC002902

Reinigungsmethode:

Protein-G-Reinigung

Größe:

150ul, Konzentration: 1000 µg/ml von 6620

GeneID (NCBI):

CloneNo.:

2B10E10

Nanodrop;

Vollständiger Name:

synuclein, beta

Empfohlene Verdünnungen:

WB 1:5000-1:50000

Wirt:

Maus

Berechnete Masse:

14 kDa

Isotyp:

IgG1

Beobachtete Masse:

18 kDa

Immunogen Katalognummer:

AG0772

Anwendungen

Geprüfte Anwendungen:

WB, ELISA

Positivkontrollen:

WB : Hausschwein-Hirngewebe, rabbit brain, rat brain, mouse brain, chicken brain

Getestete Reaktivität:

Hausschwein, Huhn, Human, Kaninchen, Maus, Ratte

Hintergrundinformationen

Lagerung

Lagerungsbedingungen:

Bei -20°C lagern. Nach dem Versand ein Jahr lang stabil

Lagerungspuffer:

PBS mit 0.02% Natriumazid und 50% Glycerin pH 7.3.

Aliquotieren ist nicht notwendig bei -20°C Lagerung

*** 20ul-Größen enthalten 0.1% BSA

For technical support and original validation data for this product please contact:


T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com

W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

Ausgewählte Validierungsdaten



Brain tissues were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 68046-1-Ig (SNCB antibody) at dilution of 1:10000 incubated at room temperature for 1.5 hours. The membrane was stripped and reblotted with HRP-conjugated GAPDH Monoclonal antibody (HRP-60004) as loading control.