

Nur für Forschungszwecke

TPM3 Monoklonaler Antikörper

Katalog-Nr.: 68158-1-Ig



Allgemeine Informationen

Katalog-Nr.: 68158-1-Ig	GenBank-Zugangsnummer: BC008407	Reinigungsmethode: Protein-G-Reinigung
Größe: 150ul, Konzentration: 1000 µg/ml von 7170 Nanodrop;	GeneID (NCBI): 7170	CloneNo.: 1F10B3
Wirt: Maus	Vollständiger Name: tropomyosin 3	Empfohlene Verdünnungen: WB 1:5000-1:50000
Isotyp: IgG1	Berechnete Masse: 33 kDa	
Immunogen Katalognummer: AG28568	Beobachtete Masse: 33-37 kDa	

Anwendungen

Geprüfte Anwendungen: WB, ELISA	Positivkontrollen:
Getestete Reaktivität: Hausschwein, Human, Kaninchen, Maus	WB : Hausschwein-Herzgewebe, Kaninchenherzgewebe, Mausherzgewebe, Rattenherzgewebe, U2OS-Zellen

Hintergrundinformationen

Lagerung


Lagerungsbedingungen:
Bei -20°C lagern. Nach dem Versand ein Jahr lang stabil
Lagerungspuffer:
PBS mit 0.02% Natriumazid und 50% Glycerin pH 7.3.
Aliquotieren ist nicht notwendig bei -20°C Lagerung

*** 20ul-Größen enthalten 0.1% BSA


For technical support and original validation data for this product please contact:
T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)
E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

Ausgewählte Validierungsdaten



Various lysates were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 68158-1-Ig (TPM3 antibody) at dilution of 1:10000 incubated at room temperature for 1.5 hours.



U2OS cells were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 68158-1-Ig (TPM3 antibody) at dilution of 1:10000 incubated at room temperature for 1.5 hours.