

Nur für Forschungszwecke

FC of Human IgG Monoklonaler Antikörper

Katalog-Nr.: 68275-1-Ig



Allgemeine Informationen

Katalog-Nr.:

68275-1-Ig

GenBank-Zugangsnummer:

GeneID (NCBI):

Größe:

150ul, Konzentration: 1000 µg/ml von

Nanodrop;

Wirt:

Maus

Isotyp:

IgG1

Immunogen Katalognummer:

EG0212

Vollständiger Name:

Beobachtete Masse:

55 kDa

Reinigungsmethode:

Protein-G-Reinigung

CloneNo.:

1A12C11

Empfohlene Verdünnungen:

WB 1:5000-1:50000

Anwendungen

Geprüfte Anwendungen:

WB, ELISA

Getestete Reaktivität:

Human

Positivkontrollen:

WB : human plasma,

Hintergrundinformationen

Immunoglobulin G (IgG) is one of the most abundant proteins in human serum, accounting for about 10-20% of plasma protein. IgG FC is a homodimer that is composed of the constant region of the two heavy chains that form the IgG molecule. This antibody detects the human IgG FC heavy chain.

Lagerung

Lagerungsbedingungen:

Bei -20°C lagern. Nach dem Versand ein Jahr lang stabil

Lagerungspuffer:

PBS mit 0.02% Natriumazid und 50% Glycerin pH 7.3.

Aliquotieren ist nicht notwendig bei -20°C Lagerung

*** 20ul-Größen enthalten 0.1% BSA

For technical support and original validation data for this product please contact:


T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com

W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

Ausgewählte Validierungsdaten



human plasma were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 68275-1-Ig (FC of Human IgG antibody) at dilution of 1:40000 incubated at room temperature for 1.5 hours.