

Nur für Forschungszwecke

DNAJB12 Polyklonaler Antikörper

Katalog-Nr.: Biotin-16780

Vorgestelltes Produkt



Allgemeine Informationen

Katalog-Nr.: Biotin-16780	GenBank-Zugangsnummer: BC011812	Reinigungsmethode: Antigen-Affinitätsreinigung
Größe: 100ul, Konzentration: 1000 µg/ml von 54788	GeneID (NCBI): 54788	Empfohlene Verdünnungen: IHC 1:50-1:500
Nanodrop;	Vollständiger Name: DnaJ (Hsp40) homolog, subfamily B, member 12	
Wirt: Kaninchen	Berechnete Masse: 375 aa, 42 kDa	
Isotyp: IgG	Beobachtete Masse: 40-42 kDa	
Immunogen Katalognummer: AG10193		

Anwendungen

Geprüfte Anwendungen: IHC	Positivkontrollen: IHC : humanes Kolonkarzinomgewebe,
Getestete Reaktivität: Human, Maus, Ratte	
Hinweis-IHC: Antigendemaskierung mit TE-Puffer pH 9,0 empfohlen. (*) Wahlweise kann die Antigendemaskierung auch mit Citratpuffer pH 6,0 erfolgen.	

Hintergrundinformationen

Lagerung


Lagerungsbedingungen:
Bei -20°C lagern. Vor Licht schützen. Nach dem Versand ein Jahr stabil.
Lagerungspuffer:
BS mit 50% Glycerin, 0,05% Proclin300, 0,5% BSA, pH 7,3.
Aliquotieren ist nicht notwendig bei -20°C Lagerung

*** 20ul-Größen enthalten 0.1% BSA


For technical support and original validation data for this product please contact:
T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)
E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

Ausgewählte Validierungsdaten



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human colon cancer tissue slide using Biotin-16780 (DNAJB12 antibody) at dilution of 1:200 (under 10x lens). Heat mediated antigen retrieval with Tris-EDTA buffer (pH 9.0).



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human colon cancer tissue slide using Biotin-16780 (DNAJB12 antibody) at dilution of 1:200 (under 40x lens). Heat mediated antigen retrieval with Tris-EDTA buffer (pH 9.0).