

Nur für Forschungszwecke

Human IgG Heavy chain Monoklonaler Antikörper



Katalog-Nr.: Biotin-67760

1 Publikationen

Allgemeine Informationen

Katalog-Nr.:

Biotin-67760

Größe:

100ul, Konzentration: 1000 µg/ml von
Nanodrop;

Wirt:

Maus

Isotyp:

IgG2a

GenBank-Zugangsnummer:

GeneID (NCBI):

Vollständiger Name:

Berechnete Masse:

155 kDa

Beobachtete Masse:

~50 kDa

Reinigungsmethode:

Protein-A-Reinigung

CloneNo.:

1C6B4

Empfohlene Verdünnungen:

WB 1:1000-1:6000

Anwendungen

Geprüfte Anwendungen:

WB

Getestete Reaktivität:

Human

Positivkontrollen:

WB : human plasma,

Hintergrundinformationen

This antibody detects the heavy chain of human IgG.

Bemerkenswerte Veröffentlichungen

Verfasser

Pubmed ID

Journal

Anwendung

Liangyin Lv

36184689

Appl Microbiol Biotechnol

Lagerung

Lagerungsbedingungen:

Bei -20°C lagern. Vor Licht schützen.

Lagerungspuffer:

BS mit 50% Glycerin, 0,05% Proclin300, 0,5% BSA, pH 7,3.

Aliquotieren ist nicht notwendig bei -20°C Lagerung

*** 20ul-Größen enthalten 0.1% BSA


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free
in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

Ausgewählte Validierungsdaten



human plasma were subjected to SDS PAGE followed by western blot with Biotin-67760 (Human IgG Heavy chain antibody) at dilution of 1:3000 incubated at room temperature for 1.5 hours.