

Nur für Forschungszwecke

p130Cas Polyklonaler Antikörper

Katalog-Nr.:CL488-16815



Allgemeine Informationen

Katalog-Nr.: CL488-16815	GenBank-Zugangsnummer: BC062556	Reinigungsmethode: Antigen-Affinitätsreinigung
Größe: 100ul , Konzentration: 1000 µg/ml von9564	GeneID (NCBI): breast cancer anti-estrogen resistance	Empfohlene Verdünnungen: IF 1:50-1:500
Nanodrop;	Vollständiger Name: 1	Anregungs-/Emissionsmaxima- Wellenlängen: 493 nm / 522 nm
Wirt: Kaninchen	Berechnete Masse: 870 aa, 93 kDa	
Isotyp: IgG	Beobachtete Masse: 116 kDa	
Immunogen Katalognummer: AG10354		

Anwendungen

Geprüfte Anwendungen: FC (Intra), IF	Positivkontrollen: IF : HeLa-Zellen,
Getestete Reaktivität: Human, Maus, Ratte	

Hintergrundinformationen

Lagerung


Lagerungsbedingungen:
Bei -20°C lagern. Vor Licht schützen. Nach dem Versand ein Jahr stabil.
Lagerungspuffer:
BS mit 50% Glycerin, 0,05% Proclin300, 0,5% BSA, pH 7,3.
Aliquotieren ist nicht notwendig bei -20°C Lagerung

*** 20ul-Größen enthalten 0.1% BSA


For technical support and original validation data for this product please contact:
T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)
E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

Ausgewählte Validierungsdaten



1X10⁶ A431 cells were intracellularly stained with 0.2 μ g CoraLite® Plus 488 Anti-Human p130Cas (CL488-16815) (red), or 0.2 μ g Control Antibody. Cells were fixed with 4% PFA and permeabilized with Flow Cytometry Perm Buffer (PF00011-C).



Immunofluorescent analysis of (-20°C Methanol) fixed HeLa cells using CoraLite® Plus 488 p130Cas antibody (CL488-16815) at dilution of 1:200.