

Allgemeine Informationen

Katalog-Nr.: CL488-66055	GenBank-Zugangsnummer: BC001951	Reinigungsmethode: Protein-A-Reinigung
Größe: 100ul , Konzentration: 1000 µg/ml von5036	GeneID (NCBI): von5036	CloneNo.: 3G10D9
Nanodrop;	Vollständiger Name: proliferation-associated 2G4, 38kDa	Empfohlene Verdünnungen: IF 1:50-1:500
Wirt: Maus	Berechnete Masse: 44 kDa	Anregungs-/Emissionsmaxima- Wellenlängen: 493 nm / 522 nm
Isotyp: IgG2a	Beobachtete Masse: 38-42 kDa, 48 kDa	
Immunogen Katalognummer: AG7850		

Anwendungen

Geprüfte Anwendungen: IF	Positivkontrollen: IF : HeLa-Zellen,
Getestete Reaktivität: Human, Maus, Ratte	

Hintergrundinformationen


PA2G4 (EBP1), first identified as an ErbB3 binding protein, is a 38 kDa protein that is widely expressed in cultured cells and tissues. The presence of several functional domains such as a nuclear localization sequence (NLS), LxxLL and LxCxE suggests the involvement of Ebp1 in cell signaling pathways and gene transcription regulation. This antibody is a mouse mono-clonal antibody raised against full length PA2G4 of human origin.

Lagerung

Lagerungsbedingungen:
Bei -20°C lagern. Vor Licht schützen. Nach dem Versand ein Jahr stabil.
Lagerungspuffer:
BS mit 50% Glycerin, 0,05% Proclin300, 0,5% BSA, pH 7,3.
Aliquotieren ist nicht notwendig bei -20°C Lagerung

*** 20ul-Größen enthalten 0.1% BSA

Ausgewählte Validierungsdaten



Immunofluorescent analysis of (-20°C Ethanol) fixed HeLa cells using CL488-66055 (PA2G4 antibody) at dilution of 1:100.